

Centro
Studi
Revello



Corso e-learning

ASSISTENZA ALLA SCANSIONE INTRAORALE DEXIS



Valevole per l'Aggiornamento Annuale Obbligatorio ASO



Digital workflow

Centro
Studi
Revello



Corso e-learning

ASSISTENZA ALLA SCANSIONE INTRAORALE DEXIS

Presentazione

L'obiettivo del corso è permettere all'Assistente di Studio Odontoiatrico (ASO) di supportare il clinico nella gestione della scansione intraorale e dei dettagli informatici relativi al software di acquisizione (anagrafica del paziente, invio dei file al laboratorio, etc..). La conoscenza approfondita di questi processi permetterà alla ASO di affiancare proattivamente il clinico prima, durante e dopo l'acquisizione.

Docente

Daniele Godi Digital Workflow Espert

Diplomato in Elettronica Industriale nel 1980, sin dal 1983 si occupa di Radiologia Digitale, prima come Progettista Hardware, poi come Sviluppatore Software fino a diventare Direttore Tecnico. È membro del team che nel 1994 realizza la prima Cone-Beam per uso odontoiatrico al mondo, il NewTom.

Dal 2010 è Category Manager per le Tecnologie Digitali presso Revello S.p.A. dove svolge attività di marketing e di formazione, sia alla forza vendita, sia ai clienti utilizzatori.

Nel 2013, insieme agli altri tre ideatori, riceve un riconoscimento per l'Invenzione della Cone-Beam al Festival Della Scienza di Genova.



Digital workflow



ASSISTENZA ALLA SCANSIONE INTRAORALE DEXIS

Programma

I MODULO - Introduzione, protocolli e suggerimenti

Questo modulo fornisce le informazioni teoriche alla base di una buona scansione. Conoscere i limiti di un dispositivo permette di eluderli, mentre conoscerne le funzionalità permette di avvantaggiarsene. La conoscenza delle basi e l'applicazione del metodo illustrato garantiscono sempre risultati precisi, affidabili e predicibili.

II MODULO - Il software di acquisizione e il cloud

Una prima visione di insieme dell'applicazione di controllo e di gestione delle scansioni. Uno sguardo alle personalizzazioni del software, organizzazione del cloud e della documentazione online.

III MODULO - Calibrazione dello scanner (solo 3700 e 3800)

La calibrazione del colore è lo strumento che ci garantisce i risultati eccellenti e costanti nel tempo del nostro scanner. In questo modulo ne vediamo l'immediatezza e semplicità.

IV MODULO - Scansione su monconi naturali

In questo modulo viene illustrata la procedura che sta alla base di tutti gli altri tipi di acquisizione, la scansione su monconi naturali, con indicazioni e accorgimenti per ottenere i migliori risultati.

V MODULO - Scansione su impianti

Nel modulo dedicato alla scansione su impianti, vedremo come la prima parte sia identica alla scansione su monconi naturali e poi come effettuare la scansione degli scanbody.



ASSISTENZA ALLA SCANSIONE INTRAORALE DEXIS

VI MODULO - Scansione provvisorio

Un provvisorio ben funzionalizzato o un elemento con una estetica valida possono essere acquisiti e inviati al laboratorio in modo che l'odontotecnico crei la copia esatta di quello che il paziente ha in bocca in quel momento.

VII MODULO - Controlli post-scansione

Come fare a giudicare se la scansione è stata acquisita in modo ottimale, arrivando sempre al giusto compromesso, evitando di sovracampionare e così di sovraccaricare il computer o creare file di dimensioni esagerate.

VIII MODULO - Invio dei file al laboratorio

È il momento di inviare il file al laboratorio, possiamo scegliere due vie. La più nota è l'utilizzo di un supporto removibile come una chiavetta USB ma perché non sfruttare il cloud integrato messo a disposizione dal produttore?

IX MODULO - Importazione di un file grezzo

Abbiamo la necessità di modificare una scansione già acquisita? Dobbiamo rifarla da zero? Nessun problema, il software salva in una speciale cartella un file, chiamato file grezzo, che può essere riaperto e modificato senza fare l'intera scansione.

X MODULO - Aggiungere immagini alla scansione

Vogliamo arricchire le informazioni che diamo al laboratorio? Possiamo aggiungere alcune delle innumerevoli fotografie a colori che lo scanner scatta automaticamente durante la scansione.

Centro
Studi
Revello



Corso e-learning

ASSISTENZA ALLA SCANSIONE INTRAORALE DEXIS

Validità Aggiornamento Obbligatorio ASO

Il completamento del corso e-learning dà diritto alla maturazione di **1 ora** di aggiornamento obbligatorio per A.S.O.

La certificazione delle ore sarà a cura di SIASO, Sindacato Italiano Assistenti Studio Odontoiatrico. Per ottenere l'attestato è necessario completare la visione del corso e rispondere correttamente al questionario di valutazione competenze acquisite entro il 31/12/2024.

Quota

Quota d'acquisto

€ 49,00 + iva

Modalità di fruizione

Dopo l'acquisto del corso e il relativo pagamento, verranno inviate tramite mail le credenziali di accesso alla piattaforma e le istruzioni per procedere con la fruizione dei contenuti.

La visione dei corsi acquistati è disponibile per 365 giorni dalla data di attivazione, tuttavia se si desidera maturare le ore di Aggiornamento Obbligatorio Aso è necessario visionare il corso entro l'anno corrente. Decorso il termine di durata previsto, l'erogazione del servizio di e-learning cesserà automaticamente e senza necessità di ulteriori comunicazioni, anche nelle ipotesi in cui il Cliente non ne abbia usufruito o ne abbia usufruito solo parzialmente.

Digital workflow



**Centro
Studi
Revello**

CENTRO STUDI REVELLO
Via E. Fermi 20, 37135, Verona
Tel. 045 823 8611
centro.studi@revello.net